

E 757

Wagen

voor het optimaal plaatsen van groot laboratoriumglaswerk.



- Uitgerust met 6 sproeikoppen
- Uitgerust met een in hoogte verstelbaar houderframe
- Maximale belaadhoogte vanaf oplegging: 610 mm

EAN: 4002513298772 / Materiaalnummer: 05746290 / Oud Materiaalnummer: 69575701D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
Productcategorie	
Overige wagens	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	610
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Groot laboratoriumglaswerk [aantal]	6
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	346
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	675
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	10,90
Brutogewicht in kg	10,90