

E 131/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 5 zeefschalen en nierbekkens.



- Geschikt voor 5 zeefschalen of nierbekkens
- Uitgerust met 6 houders, hoogte: 160 mm mm, afstand: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materiaalnummer: 05771030 / Oud Materiaalnummer: 69513102D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor zeefschalen	•
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlfstand in mm	80
Spijlhoogte in mm	160
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Nierbekkens [aantal]	5
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	168
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	495
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	0,61
Brutogewicht in kg	0,90