

E 492

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van nierbekkens.



- Uitgerust met 9 houders, hoogte: 86 mm mm, afstand 49 mm mm
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002513317343 / Materiaalnummer: 05771140 / Oud Materiaalnummer: 69549201D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	49
Spijlhoogte in mm	86
Toepassing	
Herverwerking van nierbekkens	•
Capaciteit	
Nierbekkens [aantal]	9
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, nettobreedte in mm	256
Buitenmaat, nettodiepte in mm	474
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	320
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	1,06
Brutogewicht in kg	1,31