

E 710/1

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-containers inclusief deksel.



- Reservoirgrootte: 150 x 300 x 600 mm
- Bovenbladgrootte: 30 x 300 x 600 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)

EAN: 4002513369199 / Materiaalnummer: 05848260 / Oud Materiaalnummer: 69571002D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Wagen voor containers	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van containers	•
Capaciteit	
DIN-containers hoogte 15 cm [aantal]	4
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	740
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	29,00
Brutogewicht in kg	38,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1