


E 963

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van bekersglazen tot 250 ml.

EAN: 4002513369236 / Materiaalnummer: 05848300 / Oud Materiaalnummer: 69596301D



- Uitgerust met 33 x 3 spijlen voor bekersglazen tot 250 ml

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor bekersglazen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Bekersglazen [aantal]	98
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	155
Buitenmaat, nettobreedte in mm	357
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	285
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	1,58
Brutogewicht in kg	1,70