


E 742

Module

voor het optimaal plaatsen van divers spoelgoed.



- Voor gebruik in wagen E 741/1

EAN: 4002513369854 / Materiaalnummer: 05848320 / Oud Materiaalnummer: 69574201D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetrekken/overige modules	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	83
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	458
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	225
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,69