


A 7/1

Geperforeerde onderplaat

voor het voorzichtig reinigen van kwetsbaar spoelgoed door breking spoelstraal.



- Perforatie 7 x 7, overbrugging 3 mm
- Te gebruiken voor E 775/1, E 735/1 en E 701/1

EAN: 4002513531169 / Materiaalnummer: 06097000 / Oud Materiaalnummer: 69500702D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| Productcategorie | |
| Plaatje | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Herverwerking van OK-instrumenten | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 473 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 543 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 10 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 510 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 620 |
| Nettogewicht in kg | 1,20 |
| Brutogewicht in kg | 1,30 |