

MF/3

Transportwagens

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Voor een eenvoudige bediening van de instrumentenwagen
- Met de voet te bedienen hefmechanisme
- Uitgerust met 2 vast te zetten zwenkwieltjes
- Inrijhoogte 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002513771114 / Materiaalnummer: 06392900 / Oud Materiaalnummer: 69200107D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Opberg-/transportsysteem	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1182
Buitenmaat, nettobreedte in mm	660
Buitenmaat, nettodiepte in mm	807
Buitenmaat, brutohoogte in mm	430
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	34,20
Brutogewicht in kg	52,40