


U 184/1

Onderrek

voor optimale plaatsing centrifugebuisjes, vials en reageerbuisjes.



- Uitgerust met 96 inspueters
- Alleen te gebruiken met bovenrek O 175 / O 187 / O 184
- Installatiehoogte: ongeveer 170 mm

EAN: 4002513805659 / Materiaalnummer: 06439180 / Oud Materiaalnummer: 69118403D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8536	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	170
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuisen	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	96
Ampullen [aantal]	96
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	515
Buitenmaat, nettodiepte in mm	531
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	5,00
Brutogewicht in kg	6,00
Meegeleverde verpakking	
ID 90, inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 90 mm [aantal]	96