

E 427

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 6 laryngoscopen.



- Geschikt voor 6 laryngoscopen

EAN: 4002513808209 / Materiaalnummer: 06442120 /

Oud Materiaalnummer: 69542701D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet/module voor anesthesie-instrumenten	•
Toepassing	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	92
Buitenmaat, nettobreedte in mm	210
Buitenmaat, nettodiepte in mm	134
Buitenmaat, brutohoogte in mm	164
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,59