

E 479

Houder

voor micro-instrumenten met een doorsnede tot 4 mm.



- Voor gebruik in zeven met een maaswijdte van 5 mm
- 50 stuks per zak

EAN: 4002513918175 / Materiaalnummer: 06553750 / Oud Materiaalnummer: 69747901D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Transparant
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	5
Buitenmaat, nettobreedte in mm	21
Buitenmaat, nettodiepte in mm	21
Buitenmaat, brutohoogte in mm	95
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Nettogewicht in kg	0,19
Brutogewicht in kg	0,23