

E 494

Inzet

voor het los plaatsen van 5 microtiterplaten.



EAN: 4002513926064 / Materiaalnummer: 06570920 / Oud Materiaalnummer: 69549401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
Microtiterplaten [aantal]	5
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	35
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	440
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00