


A 11/1

Inzet

voor het voorzichtig reinigen van kwetsbaar spoelgoed door breking sproeistraal.



- Met perforaties 7 x 7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek
- Aanbevolen gebruik in PG8536

EAN: 4002513975680 / Materiaalnummer: 06629660 / Oud Materiaalnummer: 69501102D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Onderlegger	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	433
Buitenmaat, nettodiepte in mm	433
Buitenmaat, brutohoogte in mm	16
Buitenmaat, brutobreedte in mm	470
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,80
Brutogewicht in kg	1,00