


E 950/1

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals op 3 niveaus.



- Uitgerust met 232 sproeikoppen
- Niveau 1+3: elk 80 sproeikoppen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Niveau 2: 72 sproeikoppen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Maximale belaadhoogte op alle drie de niveaus is 148 mm

EAN: 4002514072708 / Materiaalnummer: 06696990 / Oud Materiaalnummer: 69595002D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
Productcategorie	
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	232
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	572
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	28,20
Brutogewicht in kg	40,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1