


E 522/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 9 afdruklepels.



- Uitgerust met 9 houders

EAN: 4002514072722 / Materiaalnummer: 06697010 /
Oud Materiaalnummer: 68552202D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheekkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Afdruklepels [aantal]	9
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	140
Buitenmaat, nettobreedte in mm	100
Buitenmaat, nettodiepte in mm	190
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	0,26
Brutogewicht in kg	0,36