


E 522/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 9 afdruklepels.



- Uitgerust met 9 houders

EAN: 4002514072722 / Materiaalnummer: 06697010 / Oud Materiaalnummer: 68552202D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Afdruklepels [aantal]	9
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	140
Buitenmaat, nettobreedte in mm	100
Buitenmaat, nettodiepte in mm	190
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	0,26
Brutogewicht in kg	0,36