


U 874/2

Onderrek

voor het plaatsen van marktconforme DIN-zeefschalen en Miele-inzetrekken.



- Belaadhoogte kan bij verschillende bovenrekken variëren

EAN: 4002514110967 / Materiaalnummer: 06756110 / Oud Materiaalnummer: 69187404D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	50
Buitenmaat, nettobreedte in mm	534
Buitenmaat, nettodiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	555
Nettogewicht in kg	2,50
Brutogewicht in kg	3,00