

Printer
Protocolprinter
voor de procesdocumentatie, geïntegreerd



- 8-naalden-matrixprinter voor procesdocumentatie
- Protocolopstelling en -afdruk configureerbaar
- In te bouwen aan de bedienerzijde van de PG 8527
- In te bouwen aan de reine of onreine zijde van de PG 8528

EAN: 4002514111766 / Materiaalnummer: 06758340 / Oud Materiaalnummer: 69247001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,90
Brutogewicht in kg	1,00