

E 901/2

Wagen

voor het optimaal plaatsen van zeefschalen/nierbekkens en holle instrumenten.



- Uitgerust met 3 ingebouwde sproeiarmen
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

EAN: 4002514219882 / Materiaalnummer: 06893870 / Oud Materiaalnummer: 69590103D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor MIC-instrumenten	•
Wagen voor schalen	•
Wagen voor zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	12
SPRI-zeefschalen [aantal]	4
Holle instrumenten [aantal]	8
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	590
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	720
Buitenmaat, brutobreedte in mm	830
Buitenmaat, brutodiepte in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Brutogewicht in kg	30,00
Meegeleverde verpakking	
E 362 blindschroef [aantal]	3
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	2
E 449 adapter mannelijk, voor Luer-Lock vrouwelijk [aantal]	2
E 980 hoekadapter [aantal]	3
Inspuiter Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal]	4
Inspuiter Ø 4 mm, lengte 120 mm, met klemveer [aantal]	3
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1