

E 905/1

Module

voor het optimaal plaatsen van MIC-instrumenten, zoals voor artroscopie/laparoscopie.



- Plaatsingsmogelijkheid voor max. 16 holle instrumenten
- Onderverdeling voor bijvoorbeeld artroscopie, laparoscopie

EAN: 4002514256306 / Materiaalnummer: 06943240 / Oud Materiaalnummer: 69590502D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	16
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	461
Buitenmaat, nettodiepte in mm	510
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	3,01
Brutogewicht in kg	3,62
Meegeleverde verpakking	
E 336 spoelhuls MILO, Ø 11 mm, lengte 121 mm [aantal]	1
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	1
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	2
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	4
E 449 adapter mannelijk, voor Luer-Lock vrouwelijk [aantal]	2
E 452 inspuiter 2,5 x 60 mm [aantal]	4
E 453 inspuiter 4 x 110 mm met klem [aantal]	3
E 454 inspuiter voor trocarts 10–15 mm [aantal]	3
E 464 houder voor inspuiters E 454 [aantal]	1
E 472 klemveer voor inspuiters Ø 4 mm [aantal]	1
E 907/1 zeefinzet met deksel voor kleine items [aantal]	1