

E 907/1

Zeefschalen

voor het optimaal plaatsen van kleine instrumentonderdelen.



- Met bovenblad voor kleine voorwerpen
- Maaswijdte 3 x 1 mm
- Haken voor ophangen in E 905/1 en E 903/1

EAN: 4002514256320 / Materiaalnummer: 06943820 / Oud Materiaalnummer: 69590702D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	48
Buitenmaat, nettobreedte in mm	129
Buitenmaat, nettodiepte in mm	170
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	155
Buitenmaat, brutodiepte in mm	230
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,37