

E 911/3

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-containers met deksel.



- Reservoirgrootte: 300 x 300 x 600 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

EAN: 4002514257969 / Materiaalnummer: 06943850 / Oud Materiaalnummer: 69591104D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor containers	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van containers	•
Capaciteit	
DIN-containers hoogte 30 cm [aantal]	4
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	455
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	700
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	18,00
Brutogewicht in kg	28,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1