

E 912/2

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4 ISO-containers met deksel.



- Reservoirgrootte: 180 x 400 x 600 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

EAN: 4002514257976 / Materiaalnummer: 06943860 / Oud Materiaalnummer: 69591203D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor containers	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van containers	•
<b>Capaciteit</b>	
ISO-containers hoogte 18 cm [aantal]	4
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	455
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Nettogewicht in kg	13,00
Brutogewicht in kg	22,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1