

E 915/3

Wagen

voor het optimaal plaatsen van ongeveer 7 anesthesie-sets of 20 beademingslangen en accessoires.



- Opslag van beademingslangen op een spiraalvormige spoel
- Injectorsysteem
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneten)

EAN: 4002514257983 / Materiaalnummer: 06943870 / Oud Materiaalnummer: 69591504D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging	•
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
<b>Capaciteit</b>	
AN-sets [aantal]	7
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	637
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	780
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	810
Nettogewicht in kg	25,00
Brutogewicht in kg	25,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 142 inzetrek 1/2, DIN-zeefschalen [aantal]	1
E 431 inspuiter voor balg-element, Ø 8 x 193 mm [aantal]	1
E 466 inspuiter 8 x 333 mm, voor ademzak [aantal]	10
E 496 inspuiter 4 x 120 mm [aantal]	18
E 916 houder voor 5 harmonica-beademingslangen [aantal]	1
E 917 houder voor 5 siliconen beademingslangen [aantal]	4
E 918 houder voor 5 kinderbeademingslangen [aantal]	1
Geveerde houder Ø 12 mm, voor beademings slang tot lengte 1,5 m [aantal]	20
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1