


KFR 9007 PF

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.



EAN: 4002514270210 / Materiaalnummer: 06962280 /
Oud Materiaalnummer: 36996041EU1

- Geschikt voor K9000 inbouwkoelkasten met PerfectFresh-zone
- Geschikt voor vijf flessen
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Van verchroomd metaal