

E 792

Siliconen slang met aansluiting voor het aansluiten aan Luer-Lock-verbindingen, vrouwelijk.



- Met aansluiting Luer-Lock, mannelijk
- Lengte 160 mm
- 4 siliconen slangen per verpakking

EAN: 4002514283029 / Materiaalnummer: 06989160 / Oud Materiaalnummer: 69779201D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Transparant
Toepassingsgebied	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	160
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	0,20
Brutogewicht in kg	1,00