

E 980

Adapter

voor het optimaal plaatsen van lange holle instrumenten.



- Plaatsing van lange holle instrumenten mogelijk
- Inschroeven diverse sproeikoppen of Luer-Lock-adapters mogelijk

EAN: 4002514312071 / Materiaalnummer: 07025360 / Oud Materiaalnummer: 69598001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van holle instrumenten	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	15
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Nettogewicht in kg	0,04
Brutogewicht in kg	0,05