


O 188/2
bovenrek
voor het optimaal plaatsen van diverse inzetrekken.



- Installatiehoogte: 165 mm, in hoogte verstelbaar +/- 20 mm
- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Magneet voor sensor sproeiarmen van PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556178 / Materiaalnummer: 07333030 / Oud Materiaalnummer: 69118802D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	280
Buitenmaat, nettobreedte in mm	215
Buitenmaat, nettodiepte in mm	475
Buitenmaat, brutohoogte in mm	285
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	555
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,16