

O 173/1
bovenrek
voor het optimaal plaatsen van OK-klompen.



- Geschikt voor 8 OK-klompen tot maat 41
- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Magneet voor sensor sproeiarmen van PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Materiaalnummer: 07333090 / Oud Materiaalnummer: 69117302D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Inzet voor OK-schoenen	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van OK-schoenen	•
Capaciteit	
OK-schoenen [aantal]	8
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	195
Buitenmaat, nettobreedte in mm	531
Buitenmaat, nettodiepte in mm	475
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,30