

E 429/1

Wagen

voor de optimale reiniging van micro-instrumenten (oogheelkunde), voor 2-4 OK-sets.



- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Niveau 1: bijv. 4x inzetrek E441/1 of 2x inzetrek E142 per niveau
- Niveau 2 links: 20 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 2 rechts: 16 Luer-Lock-adapters mannelijk, horizont. slang
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002514556253 / Materiaalnummer: 07333120 / Oud Materiaalnummer: 69542902D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor oogheelkundige instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van oogheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]	2-4
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	520
Buitenmaat, nettobreedte in mm	540
Buitenmaat, nettodiepte in mm	540
Buitenmaat, brutohoogte in mm	530
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,30
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 476 houder [aantal]	1
E 477 aanslag [aantal]	1
E 790 verbindingselement Luer-Lock vrouwelijk aan vrouwelijk [aantal]	8
E 791 verbindingselement Luer-Lock vrouwelijk aan mannelijk [aantal]	8