

ASA 2

Magnetische sproeiarm

voor sproeiarmdetectie, te gebruiken in O 191, E 327.



- Uitbreidbaar bij wagens/
bovenrekken zonder magnetische
sproeiarm

EAN: 4002514569864 / Materiaalnummer: 07349860 / Oud Materiaalnummer: 69113601D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Magnetische sproeiarm	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	45
Buitenmaat, brutobreedte in mm	70
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	0,16
Brutogewicht in kg	0,25