

E 910/4

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 6 DIN-containers met deksel.



- Reservoirgrootte: 150 x 300 x 600 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

EAN: 4002514598659 / Materiaalnummer: 07439500 / Oud Materiaalnummer: 69591005D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor containers	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van containers	•
Capaciteit	
DIN-containers hoogte 15 cm [aantal]	6
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	455
Buitenmaat, nettobreedte in mm	790
Buitenmaat, nettodiepte in mm	640
Buitenmaat, brutohoogte in mm	720
Buitenmaat, brutobreedte in mm	830
Buitenmaat, brutodiepte in mm	780
Nettogewicht in kg	11,46
Brutogewicht in kg	11,46
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1