

E 942/3

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 116 pipetten.



- Geschikt voor 116 pipetten tot een hoogte van 580 mm
- Vakgrootte ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materiaalnummer: 07459390 / Oud Materiaalnummer: 69594204D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet/module voor pipetten | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassing | |
| Herverwerking van pipetten/injectieflacons | • |
| Capaciteit | |
| Pipetten [aantal] | 116 |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 279 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 558 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 352 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 420 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 550 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 570 |
| Nettogewicht in kg | 35,00 |
| Brutogewicht in kg | 45,00 |