

E 942/3

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 116 pipetten.



- Geschikt voor 116 pipetten tot een hoogte van 580 mm
- Vakgrootte ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materiaalnummer: 07459390 / Oud Materiaalnummer: 69594204D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzet/module voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	116
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	279
Buitenmaat, nettobreedte in mm	558
Buitenmaat, nettodiepte in mm	352
Buitenmaat, brutohoogte in mm	420
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	570
Nettogewicht in kg	35,00
Brutogewicht in kg	45,00