

E 943/2

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 100 - 500 ml.



- 32 sproeikoppen (E 351), 4 x 160 mm met vergrendeling (E 353).

EAN: 4002514605043 / Materiaalnummer: 07459400 / Oud Materiaalnummer: 69594303D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	32
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	190
Buitenmaat, nettobreedte in mm	558
Buitenmaat, nettodiepte in mm	352
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	6,50
Brutogewicht in kg	7,50