

E 947/2

Module

voor het reinigen van bijvoorbeeld 88 centrifugebuisjes, vials of reageerbuisjes.



- Uitgerust met 88 sproeikoppen, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Materiaalnummer: 07459430 / Oud Materiaalnummer: 69594703D

| | |
|---|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet/module voor reageerbuizen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassing | |
| Herverwerking van pipetten/injectieflacons | • |
| Capaciteit | |
| Reageerbuizen [aantal] | 88 |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 170 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 558 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 352 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 290 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 530 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 560 |
| Nettogewicht in kg | 5,00 |
| Brutogewicht in kg | 6,00 |