

E 947/2

Module

voor het reinigen van bijvoorbeeld 88 centrifugebuisjes, vials of reageerbuisjes.



- Uitgerust met 88 sproeikoppen, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Materiaalnummer: 07459430 / Oud Materiaalnummer: 69594703D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	88
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	170
Buitenmaat, nettobreedte in mm	558
Buitenmaat, nettodiepte in mm	352
Buitenmaat, brutohoogte in mm	290
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	5,00
Brutogewicht in kg	6,00