

E 555/2

Wagen

voor het reinigen van instrumenten op 2 niveaus.



- Afmetingen beladen van onderaf: H 210, B 487, D 592 mm
- Afmetingen beladen van bovenaf: H 219, B 495, D 548 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)
- Kan op verschillende manieren worden beladen

EAN: 4002514606248 / Materiaalnummer: 07460290 / Oud Materiaalnummer: 69555503D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van containers	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	4
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	298
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	645
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	640
Nettogewicht in kg	10,00
Brutogewicht in kg	12,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1