

DOS S 20

Balgdoseerpomp

voor het doseren van vloeibare, zure middelen.



- Voor het doseren van naglans, neutralisatiemiddel
- Voor inbouw door Service Professional

EAN: 4002514641904 / Materiaalnummer: 07514600 / Oud Materiaalnummer: 69226004D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8536	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	258
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Nettogewicht in kg	2,45
Brutogewicht in kg	2,91