

DOS NA 120

Balgdoseerpomp

voor het doseren van vloeibare, neutrale/alkalische middelen.



- Voor het doseren van vloeibaar reinigingsmiddel, emulgator
- Voor het doseren van chemisch desinfectiemiddel
- Voor inbouw door Service Professional

EAN: 4002514641911 / Materiaalnummer: 07514610 / Oud Materiaalnummer: 69226005D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8536	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	300
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	420
Nettogewicht in kg	2,45
Brutogewicht in kg	2,89