

Flessenhouder  
Flessensteun  
voor het onderrek in de vaatwasser

EAN: 4002514855059 / Materiaalnummer: 07549120 / Oud Materiaalnummer:



- bedoeld voor het plaatsen van babyflessen, flessen en meer
- perfecte reiniging dankzij verticale plaatsing
- de bevestiging voor de flessensteun mat.nr. 7506601 is nodig
- voor G4xxx, G5xxx, G6xxx
- kan bij G 5xxx alleen voor apparaten tot 12-2016 worden gebruikt