

E 936

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 15 OK-lamphandvaten.



EAN: 4002514811260 / Materiaalnummer: 07759480 / Oud Materiaalnummer: 69593601D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Capaciteit	
OK-handgrepen [aantal]	15
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	90
Buitenmaat, nettobreedte in mm	245
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	275
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	0,50
Brutogewicht in kg	0,92