

E 498

Sproeier

voor optimale plaatsing larynxmaskers met dubbele en enkele tube. Hoogte 238 mm.

EAN: 4002514811673 / Materiaalnummer: 07760120 / Oud Materiaalnummer: 69749801D



- H 238 mm, met buis aan zijkant 120 mm

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	238
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,12