

E 900-4/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 4 niveaus.



- Belaadcapaciteit: 12 DIN-zeef*
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

* DIN-zeef: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816401 / Materiaalnummer: 07765740 / Oud Materiaalnummer: 69590005D

| | |
|--|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Productcategorie | |
| Wagen voor inzetrekken | • |
| Wagen voor zeefschalen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Herverwerking van OK-instrumenten | • |
| Capaciteit | |
| DIN-zeefschalen [aantal] | 12 |
| SPRI-zeefschalen [aantal] | 8 |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 557 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 640 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 790 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 720 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 830 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 780 |
| Nettogewicht in kg | 26,50 |
| Brutogewicht in kg | 30,00 |
| Meegeleverde verpakking | |
| Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal] | 1 |