

E 975/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 2 niveaus.



- Uitgerust met een ingebouwde sproeiarm
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- De beide niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002514816449 / Materiaalnummer: 07765790 / Oud Materiaalnummer: 69597503D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	6
SPRI-zeefschalen [aantal]	4
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	426
Buitenmaat, nettobreedte in mm	636
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Brutogewicht in kg	12,80
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1