

APH 550 Sego
Segolabel Miele Edition: Starterset
voor het maken van etiketten voor steriele artikelen.



- Compleet pakket met printer, adapter, kabels en 1.000 etiketten
- Veilige codering van steriel verpakte artikelen
- Nuttige aanvulling op Segosoft Miele Edition
- Zinnige aanvulling op CUBE/ CUBE X-sterilisatoren
- Eenvoudige aansluiting via USB-kabel

EAN: 4002514940502 / Materiaalnummer: 07951400 / Oud Materiaalnummer: 68814001D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Kleur	grijs
Toepassingsgebied	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	178
Buitenmaat, nettobreedte in mm	135
Buitenmaat, nettodiepte in mm	240
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	2,45
Brutogewicht in kg	2,90
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•