

APH 596

Etiketten

voor gebruik in de Segolabel-printer APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rol à 1.000 dubbelzijdig klevende etiketten
- Elk etiket heeft een dubbel lijmvlak met scheidingslaag

EAN: 4002514940632 / Materiaalnummer: 07951530 / Oud Materiaalnummer: 68816201D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Grote sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Kleur	Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheeskundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheeskundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	90
Buitenmaat, brutodiepte in mm	95
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,39