

E 428

Wagen

voor het optimaal plaatsen van instrumenten voor robochirurgie.



- Geschikt voor 6 instrumenten voor robotchirurgie
- Beschikt over 1 duo- en 1 reserve-aansluiting per instrument
- Voor gebruik van de wagen is het programma ROBOTVARIO vereist\*

\* De chemicaliën worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld.

EAN: 4002514948805 / Materiaalnummer: 07973140 / Oud Materiaalnummer: 69542801D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor robotinstrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Transparant
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van robotinstrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Robotinstrumenten [aantal]	6
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	518
Buitenmaat, nettobreedte in mm	533
Buitenmaat, nettodiepte in mm	513
Buitenmaat, brutohoogte in mm	530
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,30