


E 197

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- Maaswijdte bodem 3 mm, zijkanen 1,7 mm, deksel 8 mm
- Stoomsterilisatie bij 121°C/134°C

EAN: 4002514953380 / Materiaalnummer: 07984090 / Oud Materiaalnummer: 68519701D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	42
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	0,62