

E 337/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van rechtopstaande instrumenten.



- Geschikt voor het plaatsen van sondes, pincetten of mondspiegels
- Uitgerust met 4 kunststof houders
- 12 vakken van ong. 22 x 28 mm breed
- 4 vakken van ong. 25 x 28 mm breed
- 48 vakken van ong. 13 x 14 mm breed

EAN: 4002514953397 / Materiaalnummer: 07984130 / Oud Materiaalnummer: 69533702D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	148
Buitenmaat, nettobreedte in mm	173
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	205
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	1,91
Brutogewicht in kg	2,16